

# Dialyse GENIUS au CITRATE

## DIALYSAT Bain Ca 1



**BAXTER – Citrate 30 % 500 ml**

**PERFUSION DE CITRATE**  
0.26 ml/h/ml de débit sang

**Dialyse 4 heures**

- DSM : 300 ml/min
- Citrate : 78 ml/h

**Dialyse 6 heures**

- DSM : 250 ml/min
- Citrate : 65 ml/h

**Dialyse 8 heures**

- DSM : 150 ml/min
- Citrate : 39 ml/h

**PERFUSION DE CALCIUM**  
5 ampoules CaCl<sub>2</sub> (50 ml)

**Dialyse 4 heures**

- Calcium : 14 ml/h

**Dialyse 6 heures**

- Calcium : 12 ml/h

**Dialyse 8 heures**

- Calcium : 8 ml/h

**Contrôle Ca ionisé par 2 heures**

- Si < 0.9 : + 3 cc/h
- Si 0.9 -1.3 : idem
- Si > 1.03 : - 3cc/h

**Chlorure de calcium CaCl<sub>2</sub> 10 ml**